

EジスPenのお取り扱い工夫

“EジスPen”は、使用后、冷凍庫(フリーザー)保管することで、1年程度描画できます。


常時室温(25℃)放置するならば、4週間以内に使い切るようにしてください。描画できなくなることがあります。



加圧すると描画し易い

EジスPenペースとの量が少なくなったため、出づらいことがあります。

その際は、ペン先を下向きに立て、放置ししばらくしてから、お使いください。



粘度が高くなり描画し難い時は、右図のように、EジスPenの胴体部分に紙クリップを挟み、圧力をかけて描画すると楽に描画できます。